


SOLUÇÕES COMPLETAS

PARA ÁREA HOSPITALAR



PRÉ-LIMPEZA E LIMPEZA



PROACTION® AS 120 4E ESPUMA

DETERGENTE ENZIMÁTICO
Pré Limpeza
4 Enzimas
Pronto uso

Apresentação:
Frasco 750ml (Spray/Espuma)



PROACTION® AS 100

DETERGENTE ENZIMÁTICO
Concentrado
4 Enzimas
Diluição 1mL/Litro
Comprovado: Estudo de Detergência
Comprovado: Estudo de
Compatibilidade de materiais

Apresentação:
Galão 5L - Frasco com alça e válvula
pump 1L



PROACTION® AS 130 7E

DETERGENTE ENZIMÁTICO
Concentrado
7 Enzimas
Diluição 1mL/Litro

Apresentação:
Galão 5L - Frasco com alça e
válvula pump 1L



PROACTION® INSTRUMENTAL

DETERGENTE NEUTRO
Concentrado
Diversas diluições

Apresentação:
Galão 5L - Frasco com alça
e válvula pump 1L



PROACTION® AS 110 4E

DETERGENTE ENZIMÁTICO
Concentrado
4 Enzimas
Diluição 1mL/Litro

Apresentação:
Galão 5L - Frasco 1L

DESINFETANTES DE ALTO NÍVEL



PROACTION® GTA 2%

GLUTARALDEÍDO 2,0%
Pronto uso
Até 30 dias de
estabilidade
Fita teste
pH Neutro

Apresentação:
Galão 5L



PROACTION® PERACETIC 0,2 %

ÁCIDO
PERACÉTICO 0,2%
Pronto Uso
Via clássica
Até 30 dias de
estabilidade
Fita teste

Apresentação:
Galão 5L



PROACTION® OPA

ORTOFTALALDEÍDO
0,55%
Pronto uso
Até 40 dias de
estabilidade
Fita teste
pH Neutro

Apresentação:
Galão 5L



PROACTION® NEUTROCEPTIC 2000

ÁCIDO PERACÉTICO
Nova via de síntese
(acetilcaprolactama)
Pronto para usar (Gerador +
Ativador)
Até 30 dias de estabilidade
Fita teste

Apresentação:
Galão 5L



Diferencial
ph próximo da neutralidade

DESINFETANTES DE SUPERFÍCIES



Diferencial
pH NEUTRO

PROACTION® GERMI

Detergente desinfetante de nível intermediário e superfície a base de quartenário de amônio de 5ª geração e PHMB (biguanida)
Pronto uso.

Apresentação:
Frasco 750ml
(Spray/Espuma)

PROACTION® GERMI ULTRA

Detergente desinfetante de superfície, concentrado a base de quartenário de amônio e PHMB (biguanida)
Diluição 4ml/Litro
Estabilidade de 30 dias

Apresentação:
Galão 5L - Frasco
autodosador 1L

PROACTION® OXI

Detergente desinfetante de superfície, pronto uso a base de peróxido de hidrogênio 0,35%.

Apresentação:
Frasco 750ml
(Spray/Espuma)

PROACTION® OXI ULTRA

Detergente desinfetante de nível intermediário e superfície, concentrado a base de peróxido de hidrogênio.
Estabilidade de 40 dias

Apresentação:
Galão 5L - Frasco
autodosador 1L

TRATAMENTOS DE ARTIGOS



PROACTION® AS 700

LUBRIFICANTE INIBIDOR DE CORROSÃO
Hidrossolúvel
Pronto uso

Apresentação:
Frasco 750ml
(Spray/Espuma)



PROACTION® AS 700 ULTRA

LUBRIFICANTE INIBIDOR DE CORROSÃO
Hidrossolúvel
Concentrado

Apresentação:
Galão 5L



PROACTION® AS 500

REMOVEDOR DE OXIDAÇÃO PARA INSTRUMENTAL
Concentrado
para uso automatizado e manual.

Apresentação:
Galão 5L - Frasco
autodosador 1L




PROACTION® AC

LIMPEZA DE AUTOCLAVE
Pronto uso
Devolve o brilho e revitaliza o inox.

Apresentação:
Frasco 700mL
(Spray/Espuma)



WWW.GROWQF.COM.BR



Saiba mais sobre
a nossa história



AV. VITÓRIA ROSSI MARTINI, 648, VITÓRIA MARTINI,
INDAIATUBA – SP CEP 13347-613